

Camere IQ Ultra



**Varianta imbunatatita a testului cu camere.
Pentru testare eficienta cu teste Patch**

Dezvoltat de Chemotechnique Diagnostics

Informatii Generale

Conditiiile de baza impuse de camerele pentru testul patch se refera la folosirea unui material inert atasat de o banda hipoalergica permitand astfel o atasare si fixare perfecta a testului pe piele. Materialul folosit de Camerele IQ Ultra este un aditiv inert ce nu contine plastic polietilenic iar forma patrata a orificiului camerei permite sa se faca diferenta dintre o alergie si o iritare. Sunt evitate efectele secundare neplacute ce ar putea sa apara sub forma de reactii alergice chiar la acest test (1 – 15) evitand stabilitatea chimica a plasticului polietilenic.

Efectele substantelor chimice din camera testului ce ar putea sa rezulte in reactii toxice in timpul efectuarii testului (16 – 21, 24), este de asemenea evitat datorita rezistentei chimice ale polietilenui la acest tip de substante. Folosind material de plastic inert cum ar fii polietilena, riscul de a fi modificat, absorbit sau inactivat alergenul in timpul contactului cu suprafata camerei din testul patch este evitata (22 - -23, 26). Luand seama de aceste conditii, importanta si avantajul folosirii acesui test patch facut din material plastic inert a fost punctat mai sus. (24, 25).

Caracteristici

Camerele IQ Ultra este o unitate Inert Quadrate si Ideal Quick. Unicitatea camerelor consta in faptul ca fiecare dintre cele 10 unitati ale testului sunt atasate de o banda de plastic rigid care are 10 compartimente ce corespund celor 10 camere ale testului. Aceasta banda face posibila reatasarea acesteia de banda testului dupa umplerea camerelor cu preparate alergogene.

Aceste trasaturi faciliteaza si reduce semnificativ timpul aplicarii testului pentru ca asistentul sau sora medicala pot sa prepare mai multe unutati ale testului in avans. Unitatile preparate ar trebui sa fie pastrate intr-o punga de plastic intr-un frigider unde pot fii pastrate timp de mai multe zile. Folositi Dispozitivul de Aplicare Chemotechnique pentru folosirea mai usoara a testului. Acest dispozitiv este special creat pentru Camerele IQ Ultra pentru prepararea unitatilor testului economisind astfel timp si bani.

Informatii despre produs

- Camerele IQ Ultra sunt facute dintr-un aditiv ce nu contine plastic polietilenic;
- Camerele IQ Ultra sunt alcatuite din unitati cu 10 camere (2 randuri cu 5 camere pe fiecare parte) atasate de o banda hipoalergica
- Banda cu camerele este protejata de o bucata de plastic cu 10 compartimente ce corespund camerelor prezente pe banda
- Volumul unei camere este de 65 μ l iar aria acesteia este de 9 x = mm (81mm 2).
- Distanta dintre camere este de 12 mm pe coloana si de 20 mm intre cele doua randuri.

Mod de prezentare

Camerele IQ Ultra sunt livrate in cutii de carton ce contin 100 de unitati.

Va rugam sa ne contactati pentru detalii: BALMED S.R.L. Tel/fax: 021 327 52 69; E-mail: office@balmed.ro