

## Incubatoare (ambient +5° – 80 °C)

- **M 420 BP**  
48 Litri
- **M 5040 BP**  
100 Litri
- **M 6040 BP**  
120 Litri



EN ISO 9001:2000



- Temperatura & timp controlate prin microprocesor, termostat programabil electronic
- Display Digital-LED pentru temperatura si timp
- Aceste aparate pot fi utilizate ca incinte de termostatare
- Sunt disponibile 3 modele cu capacitatile: 48, 100, 120 litri (volum intern)
- Se pot livra termostate cu convecție gravitacionala sau cu ventilator.
- Toate modelele sunt dotate cu usa interioara din sticla pentru examinarea probelor fara a determina o pierdere semnificativa de caldura din camera.
- Toate modelele sunt dotate cu termostat hidraulic independent pentru protectia la supraincalzire.
- Optional, la comanda se poate monta ventilator pentru ventilatia fortata.

MODEL	M 420BP	M 5040BP	M 6040BP
Capacitate( volum intern)	48 litri	100 litri	120 litri

Gama Temperatura	<b>ambient +5<sup>0</sup> - 80<sup>0</sup> C</b>
Control Temperatura	Prin controler programabil
Senzor Temperatura	Senzor linear de temperatura (KTY)
Afisaj Temperatura	Afisaj LED cu 4+1 digiti
Pasi reglare temperatura	in pasi de 1 <sup>0</sup> C

## Incubatoare (ambient +5° – 80 °C)

Rezolutia citirii temperaturii	Pana la 0,1 °C		
Acuratetea termostatului	± 0,1 °C		
Variatia de temperatura in camera	±2 °C		
Setare timp	1-5999 minute		
Termostatarea incepe	Cand unitatea ajunge temperatura programata		
Protectie la supraincalzire	Termostat hidraulic		
Rafturi livrate standard	2	2	2
Numar de pozitii ale rafturilor	7	11	14
Interval de reglare a rafturilor		35mm	
Suprafata utila rafturi(1 x prof./mm)	38x30	48x37	48x37
Material rafturi	aluminiu(perforat)		
Interior confectionat din	aluminiu		
Exterior confectionat din	Tabla de otel emailata		
Material izolare	Vata de sticla		
Dimensiuni(latime x inaltime x profunzime/cm)			
interne	42x35x33	51x50x40	51x60x40
externe	71x54x49	79x69x53	79x79x53
Consum	750 W	900 W	900 W
Alimentare	220 V – 50 Hz		
Ventilatie fortata	optional	optional	optional
Greutate neta	36 kg	51 kg	53 kg
Garantie	12 luni	12 luni	12 luni

<p><b>ELEKTRO-MAG A.Ş</b>          İkitelli O.S.B          Demirciler sitesi          B7 Blok No:153          İkitelli/İSTANBUL          Tel : 0212 549 55 25          Fax: 0212 549 52 09          e-mail: info@elektro-mag.com.tr          www.elektro-mag.com.tr</p>	<p>in Romania prin:  <b>BALMED s.r.l.</b>          Bd. Burebista Nr. 1          Bl. D15, Sc.4, Ap. 125          031106 BUCURESTI          Tel/fax. 021 327 52 69          Tel/fax. 021 327 09 21          e-mail: office@balmed.ro          www.balmed.ro</p>
---	---