

Masa operatie animale mici - 2078



Detalii tehnice

Reglaj pe inaltime:	600mm – 1070mm
Lungimea mesei:	1340mm
Latimea mesei:	650mm
Suprafata de sprijin:	460mm * 1060mm
Capacitate de ridicare:	150 kg
Motor:	1 buc
Alimentare:	220V c.a., Motor : 24 V
Modul de comanda:	Panou de comanda mobil, cu fir spiralat
Vopsire:	Electrostatica

Detalii functionale:

Masa:	Inaltime ajustabila pentru paralelismul cu podeaua. Pozitie trendelenburg reglabila intre 0 si 40 grade, cu manere de la cele doua capete ale mesei.
Sectiunea tavii:	Din inox, cu o usoara inclinare (20 mm) poate fi indepartata de pe partea superioara a mesei. Grilajul de inox previne contactul cu lichidele scurse intimpul manevrelor medicale.

Detalii ambalare :

Greutate neta:	117 kg
Dimensiunile pachetului:	1575mm * 925mm * 825mm
Greutate bruta:	155 kg
Tiul impachetarii:	Protectie completa in cutie de lemn si carton



Ar-El Büro Berber ve Tibbi Ürünler San. ve Tic.
Ltd. Sti. 2005
Demirci Mh. Demirci Cd. Akarca Sk. No:1
Nilüfer/BURSA TÜRKİYE
Tel. +90224 494 15 55
Fax. 90224 494 12 29
www.ar-el.com

in Romania prin:
BALMED s.r.l.
Bd. Burebista Nr. 1
Bl. D15, Sc.4, Ap. 125
031106 BUCURESTI
Tel/fax. 021 327 52 69
Tel/fax. 021 327 09 21
e-mail: office@balmed.ro
www.balmed.ro