

Centrifugi seria E - economice



Caracteristici generale

- Constructie solida, cu ventuze de fixare pe masa de lucru si reducere a vibratiilor
- Suporti pentru tuburi, detasabili, pentru evitarea contaminarii si curatare in caz de spargere a eprubetelor
- Rotor angular, cu unghi fix de 45 grade
- Material compositie rotor : polycarbonat
- Material bacuri pentru tuburi : material plastic ABS turnat
- Material carcasa : material plastic ABS turnat
- Viteza controlata de microprocesor,
- Viteza reglabila pana la 5000 RPM,
- Capac material plastic cu siguranta,
- Posibilitatea de oprire de urgenta,
- Consum : 100 W
- Alimentare : 220V – 50 Hz
- Dimensiuni externe: latime x inaltime x profunzime : 23,5x19,5x31 cm
- Greutate : 6 kg
- Manual in limba engleza si romana

MODEL	M 415 E	M 615 E	M 815 E
Capacitate	4x15 ml	6x15 ml	8x15 ml

Centrifugi seria M – mecanice

Caracteristici generale

- Constructie robusta metalica, cu ventuze de fixare pe masa de lucru si reducere a vibratiilor
- Suporti pentru tuburi, detasabili, pentru evitarea contaminarii si curatare in caz de spargere a eprubetelor
- Rotor angular, cu unghi fix de 45 grade
- Viteza controlata de microprocesor,
- Viteza reglabila pana la 5000 RPM,
- Capac metalic cu siguranta,
- Posibilitatea de oprire de urgenta,
- Timp de lucru max. 15 minute,
- Abatere maxima : 1 minut
- Consum : 100 W
- Alimentare : 220V – 50 Hz
- Dimensiuni externe: latime x inaltime x profunzime : 23,5x19,5x31 cm
- Greutate : 7 kg
- Manual in limba engleza si romana



MODEL	M 415 M	M 615 M	M 815 M
Capacitate	4x15 ml	6x15 ml	8x15 ml

Centrifugi seria P -programabile

- Constructie robusta metalica, cu ventuze de fixare pe masa de lucru si reducere a vibratiilor
- Suporti pentru tuburi, detasabili, pentru evitarea contaminarii si curatare in caz de spargere a eprubetelor
- Afisaj electronic pentru programarea vitezei si timpului de functionare
- Rotor angular, cu unghi fix de 45 grade
- Viteza controlata de microprocesor,
- Viteza reglabila in pasi de 10 RPM,
- Viteza programabila pana la 5000 RPM,
- Capac metalic cu siguranta,
- Posibilitatea de oprire de urgenta,
- Timp de lucru max. 99 minute,
- 9 programe de functionare,
- Garantie 12 luni de la predare-primire si instalare,
- Manual in limba engleza si romana



MODEL	M 415 P	M 615 P	M 815 P
Capacitate	4x15 ml	6x15 ml	8x15 ml

Centrifugi 18 locuri

- **Constructie robusta metalica, cu ventuze de fixare pe masa de lucru si reducere a vibratiilor**
- Suporti pentru tuburi, detasabili, pentru evitarea contaminarii si curatare in caz de spargere a eprubetelor
- Display pentru programarea vitezei si timpului de functionare (Seria P)
- **Rotor angular, la 45 grade**
- Viteza controlata de microprocesor,
- **Viteza reglabila in pasi de 10 RPM,**
- Viteza programabila pana la **4300 RPM,**
- Capac metalic cu **siguranta,**
- Posibilitatea de oprire de urgenta,
- Timp de lucru max. **99 minute - Seria P, 15 minute – Seria M**
- **9 programe de functionare, (Seria P)**
- Manual in limba engleza si romana



Cod	Descriere
M 4818 M	18x15 ml. rotor angular, mecanica
M 4818 P	18x15 ml. rotor angular, programabila