

## Bai de apa termostatare (ambient +5° – 80 °C)



- **M 96 KP- 12 Litri**

- **M 96 KPK- 12 Litri + recirculare**

- ☑ Temperatura & timp controlate prin microprocesor, termostat programabil electronic
- ☑ Display Digital-LED pentru temperatura si timp
- ☑ Sunt disponibile 2 modele cu si fara recirculare, cu capacitatile: 12 litri, pentru 96 de tuburi in 4 suporti a 24 de locuri fiecare
- ☑ Ambele modelele sunt dotate cu capac de plexiglas transparent cu balama



EN ISO 9001:2000



MODEL	M 96 KP	M 96 KPK
Capacitate, numar de tuburi	96	
Capacitate, volum intern	12 litri	
Capacitate, numar de racuri	4	
Gama Temperatura	Ambient +5°C - 80 °C	
Control Temperatura	Prin microprocesor programabil electronic	
Senzor Temperatura	Sensor linear de temperatura (KTY84)	
Display Temperatura	Afisaj LED cu 4+1 digiti	
Pasi reglare temperatura	in pasi de 1 °C	
Rezolutia citirii temperaturii	Pana la 1 °C	
Acuratetea termostatului	± 0,1 °C	
Variatia de temperatura in baie	± 0.5 °C	± 0.1 °C
Setare timp	1-5999 minute	
Termostatarea incepe	Cand unitatea ajunge temperatura programata	
Protectie la supraincalzire	Termostat hidraulic	
Recirculare	NU	DA
Numar de suportii	4	
Numar tuburi in suport	24 tuburi	
Materialul din care sunt confectionate suporturile	Otel inoxidabil	
Materialul din care este confectionata baia	Otel inoxidabil	
Exterior confectionat din	Tabla de otel emailata	
Capac confectionat din	Plexiglas transparent	
Material izolare	Vata de sticla	
Dimensiuni tanc (LxHxl) cm	17.5x25x17	35x25x17
Dimensiuni exterioare (LxHxl) cm	39x28x33	62x28x33
Motor recirculare	NU	DA
Putere motor recirculare	-	40 W
Consum	510 W	550 W
Alimentare	220 V – 50 Hz	
Greutate neta	11 kg	11,5 kg
Garantie	12 luni	12 luni
Manual de utilizare	in limba romana si engleza	
<b>ELEKTRO-MAG A.Ş</b> İkitelli O.S.B Demirciler sitesi B7 Blok No:153 İkitelli/İSTANBUL Tel : 0212 549 55 25 Fax: 0212 549 52 09 e-mail: info@elektro-mag.com.tr www.elektro-mag.com.tr	in Romania prin: <b>BALMED s.r.l.</b> Bd. Burebista Nr. 1 Bl. D15, Sc.4, Ap. 125 031106 BUCURESTI Tel/fax. 021 327 52 69 Tel/fax. 021 327 09 21 e-mail: office@balmed.ro www.balmed.ro	