

LiNEAR

Excellence
in clinical
chemistry
analysis

Calidad
*en análisis
de química
clínica*



LIDA

LINEAR

Linear Chemicals sl

Joaquim Costa, 18 pl.2
08390 Montgat
Spain

tel. +34 934 694 990

fax. +34 934 693 435

e-mail: info@linear.es

www.linear.es

Excellence
in clinical chemistry
analysis

Calidad
en análisis
de química clínica

- Automatic Clinical Chemistry Analyzer
- Random access, fully automated analyzer
- Up to 300 test per hour
- Up to 50 onboard chemistries
- Refrigerated reagent compartment
- Onboard capacity of 60 sample positions
- Automatic probe cleaning, liquid level detection & collision protection
- 9 wave-lengths from 340 nm to 700 nm
- Automatic sample dilution
- Low carry over, low water consumption
- Computer controlled reaction unit
- Stat sample priority
- User defined profiles and calculation chemistries
- Unique Intelligent cuvette loading system
- High performance mixer design
- *Analizador Automático de Química Clínica*
- *Analizador de acceso aleatorio*
- *Hasta 300 test / hora*
- *Hasta 50 posiciones para reactivo*
- *Bandeja de reactivos refrigerada*
- *60 posiciones para muestras*
- *Lavado automático de sensores, detección de nivel de líquidos y protección de anti-colisión*
- *9 longitudes de onda desde 340 a 700 nm*
- *Dilución automática de muestras*
- *Mínima contaminación cruzada, bajo consumo de agua*
- *Unidad de reacción controlada por ordenador*
- *Admisión prioritaria de urgencias*
- *Perfiles y cálculos de valores definido por el usuario*
- *Sistema único de carga inteligente de cubetas*
- *Diseño de mezclador de alto rendimiento*

LIDA

Distributed by:
Distribuido por:

CERTIFIED
QUALITY SYSTEM
ISO 9001

IVD

CE