

Cititor de Stripuri Urinare DARA, Linear Chemicals, spania

Caracteristici:

Permite citirea bandeletelor cu 10 parametri urinari:

- leucocite
- nitriti
- urobilinogen
- proteine
- pH
- sange / hematii
- greutatea specifica / densitate
- corpi cetonici
- bilirubina
- glucoza



- Mod de calcul : reactii endpoint citite prin reflectanta

- Sursa de lumina: LED-uri. Lungimi de unda analizate: 470,524,635nm.

- Calibrare interna

- Transportor bandelete automat

- Recunoaste automat Stripurile **LINEAR URS-10**

- Citeste pana la 120 Strip-uri / ora

- **Imprimanta termica incorporata**, alfanumerica, 40 caractere / rand

- Tiparire automata a rezultatelor determinate, cu posibilitate de retiparire.

- Citire imediata sau dupa trecerea unui timp de de 60 sau 120 secunde

- Posibilitate de corectie a rezultatelor

- Tastatura cu functii

- Afisaj LCD TEXT 24 caractere x 2 randuri, cu iluminare

- Interfata RS- 232 (conexiune calculator pt transmisie date)

- Conditii de lucru 15 -35 ° C, Umiditate maxima 75 % la 32 ° C

- Dimensiuni 23x12.5x18 cm, Greutate 1.5 Kg

- Alimentare 220 V, putere maxima 20VA

LINEAR	Sample n. 3	
Bilirv.	++	
Urobili.	8	ng/dl
Ketone	++	
Glucose	50	ng/dl
Protein	500	ng/dl
Blood	50	Ery/uL
Nitrite	Pos	
PH	7	
SG	1.025	
Leuko	75	Leuko/uL

exemplu