

Linie de titrare imuno-hematologica prin tehnica de aglutinare in coloana de gel

Linia de instrumente utilizeaza reactivi de tip carduri sau cartele pentru aglutinare in coloana de gel si permite efectuarea testarilor imuno-hematologice: grup sanguin ABO si Rhesus (D), fenotipare Rhesus complet si Kell, compatibilitate prin Test Enzimatic, Test Coombs Indirect, depistarea si identificarea anticorpilor iregulari în Test Coombs Indirect si în Test Enzimatic, Teste Coombs Directe etc.

Linia de microtitrare este alcatuita din:

✓ **Centrifuga Carduri**

Caracteristici generale:

Centrifugare simultana a maxim 24 cartele,

Control automat al balansului-echilibrarii

Parametri de centrifugare pre-definiti pentru procesare optima a cardurilor cu gel: accelerare, viteza, franare si timp

Interfata vizuala pentru controlul: vitezei, si a timpului ramas pentru procesare

Alarmer sonore programabile pentru sfarsitul perioadei de centrifugare

Timer programabil: 1-20 minute

Viteza maxima: 1500 RPM

Fora centrifugala: 33-294 g

Alimentare: CA 100-240V, 50/60Hz

Dimensiuni: 53 x 41 x 18 cm

Greutate: 11.5 kg

Certificari producator si produs: certificat CE, ISO



✓ **Incubator Carduri**

Caracteristici generale:

Capacitate maxima 24 cartele, cu doua zone de incubare INDEPENDENTE de maxim 12 cartele,

Incubeaza cartelele la 37°C,

Timpul de incubare presetat: 15 min la 37°C (± 2 °C),

Display tip LCD ce afiseaza: timpul si temperatura,

Certificari producator si produs: certificat CE, ISO



✓ **In livrare sunt incluse:**

1 Pipeta cu volum reglabil 10-100 μ l

1 punga cu varfuri compatibile

1 Stativ pentru pipeta