



MR-96A Cititor de microplaci



Caracteristici

- ☑ Ecran sensibil tactil 7.8" color LCD
- ☑ Memorie non-volatila inregistreaza pana la 20000 rezultate
- ☑ Buletin de investigatii extensibil cu informatiile pacientului
- ☑ Poate efectua 12 teste diferite pe aceeași placă
- ☑ Bec cu durată de funcționare mare; sistem de protecție a lampii
- ☑ Moduri variabile ca timp și viteză pentru modul agitare
- ☑ Multiple opțiuni pentru configurarea curbelor de calibrare
- ☑ Imprimanta internă inclusă, posibilitatea legării unei imprimante externe

Caracteristici tehnice:

- ☑ Metoda de detecție: Absorbantă
- ☑ Tipul microplacilor: cu 96 godeuri
- ☑ Viteza de citire: monocromatic 5sec, bicromatic 12secunde
- ☑ Gama lungimi de undă: 400~700nm
- ☑ Sistem măsurare : Sistem optic cu 8 canale
- ☑ Sursa de lumină: Lampa Tungsten Halogen
- ☑ Gama de citire: 0.001—3.500Abs
- ☑ Gama de măsurare: 0.001—2.500Abs
- ☑ Acuratete fotometrică: 0~0.2A 0.01Abs
- ☑ Acuratetea lungimii de undă: ±2nm
- ☑ Repetabilitate: < 1%
- ☑ Stabilitate: < 0.005Abs/15min
- ☑ Linearitate: 0~1.0A < 1.0%
- ☑ Filtre: 405nm, 450nm, 492nm, 630 nm, 4 poziții libere pentru filtre optionale
- ☑ Agitare: viteză și timp variabile
- ☑ Introducerea datelor: Ecran tactil ; optional mouse
- ☑ Ecran: Mare color LCD
- ☑ Dimensiuni : 437mm×332mm×174mm
- ☑ Greutate : 8.5Kg